



Kerrison
...**DieBLAUEN.**



Zerlegbare Stanzen mit Silikongriff
Dismantable Rongeurs with Silicone Handle
Pinzas saca-bocadas desmontable con mango de silicona
Pinces emporte-pièce démontables avec manche en silicone
Laminotomi smontabili con manico in silicone



Kerrison

...DieBLAUEN.



Zerlegbare Stanzen mit Silikongriff

Dismantable Rongeurs with Silicone Handle

Pinzas saca-bocadas desmontable con mango de silicona

Pinces emporte-pièce démontables avec manche en silicone

Laminotomi smontabili con manico in silicone



Flacher Schieber für optimale Sicht bei minimal-invasiven Eingriffen

Flat upper slide allows ideal visibility for minimally invasive surgery

Corredera plana posibilita una visión óptimal en intervenciones mínimamente invasivas

Coulisse plate pour une visibilité optimale lors des interventions minimales invasives

L'asta piatto permette una vista ottimale per interventi mini-invasivi






Ergonomisches Design und Balance für höchste Präzision und Arbeitskomfort

Ergonomic design and balance for high precision and working comfort

Diseño ergonómico e equilibrado para la máxima precisión y confort de trabajo

Design et équilibre ergonomique pour une précision et un confort de travail maximal

Design ed equilibrio ergonomici per altissima precisione e comfort lavorativo



Einteilige Zerlegetechnik für einfache Demontage und Montage

One piece dismantable rongeur for easy disassembling and assembling

Pinza saca-bocada desmontable de una sola pieza para un desmontaje/montaje sencillo

Technique de démontage d'une pièce pour un montage et un démontage facile

Tecnica di smontaggio monopezzo per un smontaggio e montaggio facile

Zerlegbare Stanzen mit Silikongriff
Dismantable Rongeurs with Silicone Handle
Pinzas saca-bocadas desmontable con mango de silicona
Pinces emporte-pièce démontables avec manche en silicone
Laminotomi smontabili con manico in silicone



EJECTOR

Kerrison

Stanzbreite Jaw width Ancho del corte Largeur des mors Larghezza de morso	40°	
	a = 18 cm – 7 1/8"	a = 20 cm – 8"
1 mm	57.28.01	57.28.11
2 mm	57.28.02	57.28.12
3 mm	57.28.03	57.28.13
4 mm	57.28.04	57.28.14
5 mm	57.28.05	57.28.15
6 mm	57.28.06	57.28.16

EJECTOR

Kerrison

mit Auswerfer
with ejector
con expulsor
avec éjecteur
con espulsore

Stanzbreite Jaw width Ancho del corte Largeur des mors Larghezza de morso	40°	
	a = 18 cm – 7 1/8"	a = 20 cm – 8"
1,0 mm	57.28.21	57.28.31
1,5 mm	57.27.91	57.27.92
2,0 mm	57.28.22	57.28.32
3,0 mm	57.28.23	57.28.33
4,0 mm	57.28.24	57.28.34
5,0 mm	57.28.25	57.28.35
6,0 mm	57.28.26	57.28.36




Zerlegbare Stanzen mit Silikongriff
Dismantable Rongeurs with Silicone Handle
Pinzas saca-bocadas desmontable con mango de silicona
Pinces emporte-pièce démontables avec manche en silicone
Laminotomi smontabili con manico in silicone

21
8
20
19
18
7
17
16
6
15
14
5
13
12
11
4
10
9
3
8
7
6
2
5
4
1
3
2
1
cm | inch




Stanzbreite Jaw width Ancho del corte Largeur des mors Larghezza de morso	
1 mm	57.28.41
2 mm	57.28.42
3 mm	57.28.43
4 mm	57.28.44
5 mm	57.28.45
6 mm	57.28.46

a



90°
a = 18 cm – 7 1/8"




Kerrison




Stanzbreite Jaw width Ancho del corte Largeur des mors Larghezza de morso		
	40° a = 18 cm – 7 1/8"	40° a = 20 cm – 8"
1 mm	57.28.51	57.28.61
2 mm	57.28.52	57.28.62
3 mm	57.28.53	57.28.63
4 mm	57.28.54	57.28.64
5 mm	57.28.55	57.28.65
6 mm	57.28.56	57.28.66

a




magic cut



Kerrison




mit Auswerfer
with ejector
con espulsor
avec éjecteur
con espulsore



Schmale Stanzplatte = goldene Feder
Narrow footplate = golden spring
Lámina de punzonar estrecha = muelle dorada
Plaque de poinçonnage étroite = ressort doré
Morso sottile = molla dorata

Zerlegbare Stanzen mit Silikongriff
Dismantable Rongeurs with Silicone Handle
Pinzas saca-bocadas desmontable con mango de silicona
Pinces emporte-pièce démontables avec manche en silicone
Laminotomi smontabili con manico in silicone




Stanzbreite Jaw width Ancho del corte Largeur des mors Larghezza de morso	13 mm	magic cut
		90° a = 18 cm – 7 1/8"
1 mm		57.28.71
2 mm		57.28.72
3 mm		57.28.73
4 mm		57.28.74
5 mm		57.28.75
6 mm		57.28.76

Kerrison



Lange Standzeit, hohe Oberflächenhärte und blendfreie Oberfläche
 Long lasting cutting ability, high surface hardness and non-dazzling surface
 Máxima duración del corte, alta dureza de la superficie y superficie antideslumbrante
 Longue durée de vie, grande dureté de la surface et surface non-éblouissante
 Massima durata del taglio, alta durezza della superficie e superficie antiriflesso



Stanzbreite Jaw width Ancho del corte Largeur des mors Larghezza de morso	13 mm	magic cut
		40° a = 12 cm – 4 3/4"
1 mm		57.28.91
2 mm		57.28.92
3 mm		57.28.93
4 mm		57.28.94
5 mm		57.28.95
6 mm		57.28.96

Kerrison



mit Auswerfer
 with ejector
 con espulsor
 avec éjecteur
 con espulsore



Schmale Stanzplatte = goldene Feder
 Narrow footplate = golden spring
 Lámina de punzonar estrecha = muelle dorada
 Plaque de poinçonnage étroite = ressort doré
 Morso sottile = molla dorata



Zerlegbare Stanzen mit Silikongriff
Dismantable Rongeurs with Silicone Handle
Pinzas saca-bocadas desmontable con mango de silicona
Pinces emporte-pièce démontables avec manche en silicone
Laminotomi smontabili con manico in silicone

Kerrison
...DieBLAUEN
Cervical



Stanzbreite Jaw width Ancho del corte Largeur des mors Larghezza de morso	40° a = 18 cm – 7 1/8"	40° a = 20 cm – 8"
1 mm	57.30.21	57.30.31
2 mm	57.30.22	57.30.32
3 mm	57.30.23	57.30.33
4 mm	57.30.24	57.30.34



Kerrison

FOR CERVICAL
USE ONLY



Anwendung ausschließlich an der zervikalen Wirbelsäule!

For use on the cervical spine only!

Para uso exclusivo en la columna vertebral cervical!

Peuvent être utilisées exclusivement sur la colonne vertébrale cervicale!

Può essere utilizzato esclusivamente sulla colonna vertebrale cervicale!



Stanzbreite Jaw width Ancho del corte Largeur des mors Larghezza de morso	40° a = 18 cm – 7 1/8"	40° a = 20 cm – 8"
1 mm	57.30.51	57.30.61
2 mm	57.30.52	57.30.62
3 mm	57.30.53	57.30.63
4 mm	57.30.54	57.30.64



Kerrison

magic cut

Lange Standzeit, hohe Oberflächenhärte und blendfreie Oberfläche

Long lasting cutting ability, high surface hardness and non-dazzling surface


Máxima duración del corte, alta dureza de la superficie y superficie antideslumbrante

Longue durée de vie, grande dureté de la surface et surface non-éblouissante

Massima durata del taglio, alta durezza della superficie e superficie antiriflesso



mit Auswerfer
with ejector
con espulsor
avec éjecteur
con espulsore



Extra schmale Stanzplatte = schwarze Feder

Extra narrow footplate = black spring

Lámina de punzonar **extra** estrecha = muelle negra

Plaque de poinçonnage **extra** étroite = ressort noire

Morso **extra** sottile = molla nera

www.medicon.de



||| CMF

||| SURGICAL

||| NEURO+SPINE



Medicon eG

Gänsäcker 15
D-78532 Tuttlingen

P. O. Box 44 55
D-78509 Tuttlingen

Tel.: +49 (0) 74 62 / 20 09-0
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 09-50

E-Mail: sales@medicon.de
Internet: www.medicon.de

Germany

Modelländerungen vorbehalten
Patterns are subject to change
Salvo modificaciones
Tous droits réservés des changements de modèle
Ci riserviamo la facoltà di cambiamenti nei modelli

Gedruckt in Deutschland
Printed in Germany
Impreso en Alemania
Imprimé en Allemagne
Stampato in R.F.G.
Trykkes i Tyskland

© Copyright 09/2013

451.04.56

medicon®

